



smartline.

// Eine Kombination aus
attraktiven **Lieferzeiten** und
zuverlässiger Technologie. ///



BAUSCH+STRÖBEL




// Tauchen Sie in die
großartigen **Möglichkeiten**
unserer **vorkonstruierten**
Maschinenkonzepte ein. ///

Seien Sie smart. Wählen Sie **smartline**.

Die pharmazeutische Welt verändert sich und stellt alle vor neue Herausforderungen:
Lebensrettende Medikamente müssen schnell zur Verfügung stehen - jetzt schneller als je zuvor.
Um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, unterstützen wir Sie mit vordefinierten Optionen.
Von Tabletoplösungen bis hin zu Hochleistungsanlagen.

Tauchen Sie ein und lernen Sie die großartigen Möglichkeiten unserer **smartline**
Maschinenkonzepte kennen.

// Wir bieten Ihnen
flexible, schnelle und
zukunftsorientierte Lösungen. ///




smartline - treffen Sie
smarte Entscheidungen.

Sie suchen ein bewährtes Maschinenkonzept mit
kurzen Lieferzeiten?

Sie wollen Ihre Produktionsanlage nach Ihren
Bedürfnisse konfigurieren?

Wir haben die Lösung für Sie.

Mit unserem **smartline** Konzept können Sie aus
vordefinierten Optionen Ihre persönliche Lösung
wählen und Ihre Flexibilität beibehalten.



Wofür steht **smartline**?

MASSGESCHNEIDERTE

LÖSUNGEN

ZUVERLÄSSIGE UND BEWÄHRTE

ATTRAKTIVE LIEFERZEITEN

TECHNOLOGIE

SCHNELLE MARKTEINFÜHRUNG

VORKONSTRUIERTE KONZEPTE

ZEITEFFIZIENTER


PROJEKTABLAUF



BAUSCH+STRÖBEL

Vorkonstruierte Konzepte

Dank der Vielfalt an vorkonstruierten Konzepten garantieren wir einen effizienteren Projektablauf. Wartung, Qualifizierung und Ersatzteilbeschaffung sind nicht nur schneller, sondern auch einfacher zu handhaben. Eliminieren Sie zeitaufwändige Planungsphasen und profitieren Sie von zuverlässigen Lösungen, die sofort einsatzbereit sind.



// Lassen Sie uns
gleich **loslegen.** ///



// Zeit ist **kostbar**. ///

Schnellere Markteinführung

Sparen Sie Zeit bei Ihrer Projektrealisierung. Indem Sie aus vordefinierten Optionen wählen, profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten und schneller Qualifizierung. Somit können Sie Ihre Maschinenlösung innerhalb kürzester Zeit einsetzen.



// Sie erhalten
das **Beste.** ///


Bewährte Technologie

Wir vereinen deutsches Ingenieurwissen mit über 50 Jahren Markterfahrung, um Ihnen passende Optionen anzubieten.

Mit unseren **smartline** Konzepten erhalten Sie bewährte und zuverlässige Maschinenlösungen in höchster Bausch+Ströbel Qualität.

Maßgeschneiderte Lösungen

Wer behauptet, dass Konzeptlösungen nicht maßgeschneidert sein können? Wählen Sie aus einer Vielzahl von vordefinierten Optionen und passen Sie Ihre Maschinenlösung an Ihre persönlichen Bedürfnisse an. Profitieren Sie von maximaler Flexibilität und meistern Sie Herausforderungen smart.



BAUSCH+STRÖBEL

smartline Maschinenlösungen

// Entdecken Sie unsere
smartline Angebote: Von
Tabletops bis hin zu
Hochleistungsanlagen. ///

FÜLLLINIE FÜR RTU
SPRITZEN UND KARPULEN

VARIOSYS®

AUSSENREINIGUNGSMASCHINE
FÜR VIALS & FLASCHEN

TABLETOPS




BAUSCH+STRÖBEL

smartline Tabletops
// Einsatzbereit in **6 Wochen.** ///



Was ist **Ihre** Wahl?



BAUSCH+STRÖBEL

smartline Tabletops

// Einsatzbereit in **6 Wochen.** ///



Dosiermaschine EDM3611



Features

- + Einschlauch-Peristaltikpumpe
- + Servo-Nadelbewegung
- + IPC Waage – bis zu 100% IPC
- + Automatische Korrektur der Füllmenge
- + Zweihandschaltung für Bedienersicherheit

Optionale Features

- + **ADVANCEDfill:** Anfahren ohne Produktverlust und Leerfahren mit geringem Produktverlust.
- + Vakuumunterstütztes Füllen

ADVANCED_{FILL}




BAUSCH+STRÖBEL

smartline Tabletops
// Einsatzbereit in **6 Wochen.** ///



Dosiermaschine EDM3601



Features

- + Drehkolbenpumpe
- + Servo-Nadelbewegung
- + IPC Waage – bis zu 100% IPC
- + Automatische Korrektur der Füllmenge
- + Zweihandschaltung für Bedienersicherheit

Optionale Features

- + **ADVANCEDfill:** Anfahren ohne Produktverlust und Leerfahren mit geringem Produktverlust.
- + Vakuumunterstütztes Füllen

ADVANCED_{FILL}



BAUSCH+STRÖBEL

Spezifikation Dosiermaschine EDM



Leistung

500 St./h

*Abhängig vom Bediener



Karpulen,
Vials, Flaschen

Ø 8,55 – 68 mm

↕ 32 – 136 mm



Spritzen

Ø 6,85 – 35 mm

↕ 45 – 160 mm



Dosierbereich

≥ 0,1 ml → EDM3611

0,02 – 65 ml → EDM3601



smartline Tabletops
// Einsatzbereit in **6 Wochen.** ///



Verschleißmaschine SVP4600



Features

- + Einstellbare Eindrückgeschwindigkeit des Stopfens durch Servotechnologie
- + Einstellbare Stopftiefe durch Servotechnologie
- + Zweihandschaltung für Bedienersicherheit

Optionale Features

- + Begasen während des Stopfensetzens
- + Vakuumunterstütztes Einsetzen des Stopfens



BAUSCH+STRÖBEL

Spezifikation

Verschleißmaschine SVP4600



Leistung

500 St./h

*Abhängig vom Bediener



Spritzen

Ø 6,85 – 35 mm

↕ 45 – 160 mm



Kapseln

Ø 8,55 – 35 mm

↕ 32 – 106 mm



Stopfen

Ø 5 – 30 mm

↕ 6 – 15 mm



BAUSCH+STRÖBEL

smartline Tabletops
// Einsatzbereit in **6 Wochen.** ///



Verschleißmaschine HVM4610



Features

- + Rollierung der Objekte während des Verschleißens
- + Einstellbarer Hub des Bördelkopfs durch Servotechnologie
- + Einstellbares Schwenken der Bördelscheibe durch Servotechnologie
- + Einstellbare Bördelgeschwindigkeit
- + Einstellung des Bördeldrucks
- + Zweihandschaltung für Bedienersicherheit

Spezifikation

Verschleißmaschine HVM4610



Leistung

500 St./h

*Abhängig vom Bediener



Vials, Karpulen

Ø 8,55 – 68 mm

↕ 32 – 136 mm



Bördelkappen

Ø 7,5 – 34 mm

↕ 4,8 – 19 mm



Flip-Off Kappen

Ø 13,5 – 36,5 mm

↕ 7 – 19 mm





Außenreinigungsmaschine für Flaschen - **ARM10600**

// Maximale **Produktqualität** trifft auf
höchsten **Mitarbeiterschutz**. ///



BAUSCH+STRÖBEL


Außenreinigungsmaschine für Flaschen ARM10600

Verarbeitungsbereich



Ø: 14,75 – 53 mm
H: 30 – 97 mm
Kappe Ø max. 24 mm

Verknüpfungsmöglichkeiten




Standalone

- + Einlauf mittels Aufgabepalette und Drehteller
- + Auslauf in ein Magazin

Leistung



bis zu 12.000 St./h



In Linie


- + Vorgeschaltete Systeme (VarioSys, CombiSys, etc.)
- + Überleitung auf nachfolgende Maschine mittels Drehteller oder Transportband

Einlauf

Reinigungsstation

Trocknungsstation

Auslauf



BAUSCH+STRÖBEL

Fülllinie für RTU
Spritzen und Karpulen
// Lösungen, die sofort
einsatzbereit sind. ///




Wählen Sie das Layout Ihrer RTU Fülllinie



Halbautomatisches
Auspacken

Vollautomatisches
Auspacken



Auspacken aus
Doppelbeuteln



BAUSCH+STRÖBEL

Linienpezifikation RTU Fülllinie



0,5 - 10 ml



1,8 - 3 ml

Alle gängigen Größen und Marken von RTU
Glasspritzen und vorgebördelten Karpulen



11.400 St./h

5-stellig
(SFM5110)



BAUSCH+STRÖBEL

Flexibles Produktionssystem
// Keep it **simple**. Keep it **flexible**.
VarioSys is in line with your needs. ///



VARIOSYS®

 **BAUSCH+STRÖBEL**



Linienpezifikation VarioSys



Bis zu 100 ml



3.600 St./h



4.300 St./h



4.300 St./h




6.000 St./h

VARIOSYS®



BAUSCH+STRÖBEL



smartline.

// Eine Kombination aus attraktiven **Lieferzeiten** und **zuverlässiger** Technologie. ///



Adresse

Bausch+Ströbel SE + Co. KG

Parkstraße 1
74532 Ilshofen | Deutschland
Telefon +49 7904 701 0



Lassen Sie uns in
Verbindung bleiben



BAUSCH+STRÖBEL